

# 採水時、下記の点にご注意下さい。


(水質検査1箇所につき、当社指定「3種類」のボトルに採水して下さい。)



## 「③ レジオネラ属菌用ボトル」採水時にご注意下さい。

レジオネラ属菌は、空気がないと生存できません。そのため、採水容器は満水にせず、

8割程度の採水にとどめて下さい。



## 注意事項

- 滅菌容器（ビニール袋に入っている容器）に採水される際、キャップの内側や容器内部には絶対に手を触れないよう注意して下さい。
- 採水後の容器は、冷蔵庫や「保冷剤入りの」クーラーBOXを用いて冷蔵保管して下さい。