

採水時、下記の点にご注意下さい。

(※当社指定の採水容器をご使用下さい。また、採水は清潔な手で行って下さい。)

レジオネラ属菌



・レジオネラ属菌専用
500mlポリ製容器※×1
(滅菌容器)

↓
1本に採水して下さい。



Information

レジオネラ属菌は、空気がないと生存できません。

そのため、採水容器は満水にせず、

8割程度の
採水にとどめて下さい。



消毒副生成物



・500ml瓶容器×1
・100ml茶瓶容器×1

↓
2本セットで
採水して下さい。



Information

100ml茶瓶容器には、あらかじめ保存用試薬を少量入れてありますので、採水時に流れ出ないようにご注意下さい。

また、容器の中に空気が入っていると精度の高い検査結果が得られません。

お手数ですが、左写真のように容器瓶口(表面張力一杯)まで静かに採水して下さい。



ビル管 10・15項目



・500ml瓶容器×1
・200mlポリ製容器※×1
(滅菌容器)

↓
2本セットで採水して下さい。

プール水



・500mlポリ製容器×1
・200mlポリ製容器※×1
(滅菌容器)

↓
2本セットで採水して下さい。

浴槽水



・500mlポリ製容器×1
・100mlポリ製容器※×1
(滅菌容器) ※100ml以上の検体量が必要です。

↓
2本セットで採水して下さい。



Information

・滅菌容器に採水される際、キャップの内側や容器内部には絶対に手を触れないよう注意して下さい。

・採水後の容器は、冷蔵庫や「保冷剤入りの」クーラーBOXを用いて冷蔵保管して下さい。