


正しい大便のとり方


- ▲なるべく新しい大便をとって下さい。
- ▲容器の中のゼリー状の培地は捨てないで下さい。
- ▲ラベルに氏名などを記入して下さい。

① キャップのはずし方



中指と薬指で本体を持ち、親指でキャップを静かにずらしながら、一方の手でゆっくりキャップを引きぬく。


② 便のとり方



便の表面にスティックの先端部を2~3回つきさし、穴の部分に便が埋まる程度採取します。

※ 下痢便のときも同様に必ず穴の部分に便を入れてください。

③ キャップの差し込み方



スティックを斜め上より本体に差し込み、パチンと音がするまで押し込む。



注意

- ・中のゼリー状のものは飲めません。又、他の容器に移しかえたり捨てたりしないでください。
- ・スティックを直接肛門に挿入し便をとらないでください。
- ・小児の手のとどかないところに保管してください。
- ・直射日光を避け、室温保存してください。
- ・キャップを閉めたのちテープ止め等をしないでください。
- ・本品は採便の目的以外には使用しないでください。