

ご依頼いただいた、翌々日に検査結果が判明します！

## レジオネラ菌の迅速検査(生菌遺伝子検出法)ご案内

従来のレジオネラ菌の遺伝子検出法では、死菌由来のDNAも増幅されるため、遺伝子検査で陽性でも培養検査で陰性となり、検査結果に食い違う場合があります。本検査法は、死菌由来のDNAを抑制し、生菌のみ選択的に増幅するため、生きたレジオネラ菌のみを検出します。迅速なスクリーニング検査による陰性確認に最適です。

### 検査内容

受託開始予定：2018年前期(今しばらくお待ちください。)

検査対象	検査項目	検査方法(定性)	検査結果ご連絡	検査料金(税別)
冷却水、浴槽水 温泉水等	レジオネラ属菌	LC EMA-qPCR法	受付後、翌々日 ご連絡	6,000円

平成29年8月改定発行された「第4版レジオネラ症防止指針」に迅速検査法として記載されています。

本法では結果が迅速に得られるため、主に下記の目的に使用されています。

- 患者発生時の感染源調査(原因究明)
- 改善措置後の陰性確認検査(営業再開の目安)
- 洗浄効果の判定(陰性証明)等

お気軽にお問い合わせください  
06-6648-7157

私にご連絡ください  
担当営業 阪井



本社 〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-11-14  
TEL:06-6648-7157 FAX:06-6636-9266  
E-mail toholab@toholab.co.jp  
URL <http://www.toholab.co.jp>



- 登録及び認可
  - ・衛生検査所(微生物)
  - ・建築物飲料水水質検査業
  - ・環境計量証明事業
  - ・水道法・水質検査  
(厚生労働大臣登録)
  - ・食品衛生法(厚生労働大臣登録)
  - ・温泉成分分析登録施設

営業時間:9時~17時